

HOSPITAIR® PACK S - 11 bar

G S - 11 bar

Technologie lubrifiée à vis

- Centrales d'air comprimé médical à vis lubrifiées pour l'alimentation du générateur d'oxygène PSA
- Moteur électrique IE3 ou IE4 pour usage intensif
- Installation simplifiée de par une conception compacte et une connectique rapide
- Chaînes de traitement d'air avec sécheurs par adsorption SEC 70X
- Air de qualité médicinale



Caractéristiques

HOSPITAIR® PACK S 11 bar	Puissance installée kW 50 Hz	Débit* m ³ .h ⁻¹		Modèle de sécheur	Niveau sonore dB(A)**	Poids kg
		Compresseur	Sortie traitement			
MVA 9	7,5	60	53	AD5065 OX	64	260
MVB 12	11	100	88	AD5130 OX	64	370
MVB 16	15	126	110	AD5130 OX	65	380
MVC 19	18,5	179	157	AD5195 OX	67	575
MVC 23	22	210	184	AD5195 OX	69	595

HOSPITAIR® G S 11 bar	Puissance installée kW 50 Hz	Débit* m ³ .h ⁻¹		Modèle de sécheur	Niveau sonore dB(A)**	Poids kg
		Compresseur	Sortie traitement			
MVD 26	25	231	200	AD5260 OX	66	970
MVD 31	30	269	236	AD5325 OX	69	1050
MVE 38	37	336	295	AD5325 OX	70	1300
MVE 46	45	411	361	AD5455 OX	71	1450
MVF 55	55	490	425	AD5455 OX	71	1700

* Débit compresseur selon ISO 1217 : 1996 - Annexe C

** Niveau sonore selon PN8 NTC 2.3, mesuré à 1 m de distance en champ libre.

Schéma de principe



Alimentation

- Triphasé, 400V+N+T / 50Hz (standard)
- Autres tensions et fréquences sur demande



Gamme conforme à
la directive 2014/68/UE




Gamme conforme à
la directive 93/42/CEE

Centrales d'air médical pour les générateurs d'oxygène

Dimensions (mm)

HOSPITAIR® PACK S
MVA9 / MVB12 / MVB16




HOSPITAIR® PACK S	L	P	H	Ø S
MVA 9	630	1000	1600	1/2"
MVB 12	750	1250	1350	3/4"
MVB 16	750	1270	1350	1"
MVC 19	915	1485	1360	1"
MVC23	1200	1765	1600	1"

HOSPITAIR® PACK S
MVC19 / MVC23




HOSPITAIR® G S
MVD26 / MVD31 / MVE38 / MVE46 / MVE55



HOSPITAIR® G S	L	P	H	Ø S
MVD 26	1460	900	1530	1"1/4
MVD 31	1460	900	1530	1"1/4
MVE 38	1590	1030	1700	1"1/2
MVE 46	1590	1030	1700	1"1/2
MVF 55	1760	1110	1900	1"1/2

SEC 7 OX



SEC 7OX	P
AD5260 OX	560
AD5325 OX	560
AD5455 OX	700

Références des centrales

	MVA 9	MVB 12	MVB 16	MVC 19	MVC 23	MVD 26	MVD 31	MVD 38	MVE 46	MVF 55
Hospitair PACK S ou Hospitair GS	824408	824014	824015	824016	824017	824444	824018	824019	824020	824028
SEC 7HC OX										
Chaîne de traitement incluse	CY20-PF72 SUB72 AD5065 OX	CY20-PF109 SUB109 AD5130 OX		CY30-PF217 SUB217 AD5195 OX	PF217 SUB217 AD5260 OX		PF396 SUB396 AD5325 OX			PF396 SUB396 AD5455 OX
Réservoir d'air vertical avec équipement * 11 bar	1 x 500 l 722278			1 x 1000 l 722279			1 x 1500 l 721121		1 x 2000 l 721122	
Sonde d'hygrométrie	822284 x 1			Une sonde pour une ligne simple, duplex ou triplex						

* équipement : une soupape, un manomètre, une vanne de purge et deux vannes (entrée / sortie)

Références des accessoires et options

Séparateur de condensats pour charge à 100%	Owamat 11 (< 90 m³/h)	362859	Owamat 12 (< 336 m³/h)	362860	Owamat 14 (< 678 m³/h)	362861
---	-----------------------	--------	------------------------	--------	------------------------	--------

Spécifications pouvant évoluer sans préavis.